



Informações Técnicas

STARTZIME SOLV

STARTZIME SOLV é um detergente enzimático de alta performance. Desenvolvido para limpeza e remoção de resíduos orgânicos (sangue, gordura, fezes, restos mucosos, etc) em instrumentos e equipamentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- Indicado para processos de imersão manual ou processos de lavadora automática, ultra-sônica;
- Produto prático e econômico, pois permite altas diluições economizando no transporte e armazenamento;
- Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Utilize uma solução enzimática de 0,5% (ou seja, dilua 5 mL de **STARTZIME SOLV** em 1 L de água) à temperatura ambiente, sem a necessidade de qualquer outro aditivo ou produto químico. Deixe os instrumentos a serem limpos submersos por 5 minutos para remoção dos restos orgânicos e seus contaminantes. Retire o material e em seguida, enxague com água corrente.

Importante: Use luvas ao manusear o produto e suas diluições.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido

Cor: Amarelo

Odor: Levemente cítrico

pH (tal qual): 4,5 – 6,5

COMPOSIÇÃO

Amilase, Protease, Lipase, Carboidrase, álcool isopropílico, tensoativo catiônico, tensoativo não iônico, aditivo, adjuvante, solvente, sinergista, neutralizante, conservante e água.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! Perigosa sua ingestão. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração e o contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos.

ATENÇÃO: Não se recomenda adicionar produtos químicos ao **STARTZIME SOLV**, pois dissolvidos em água liberam íons que alteram o pH da solução enzimática. Esta variação de pH torna as enzimas inativas, resultando numa solução ineficaz para a remoção das sujidades orgânicas.

PRAZO DE VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5 L.

REGISTROS

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.741557/2008-09

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831