

ESCOVA DENTAL CARBON MAGNETHERAPY EXTRA MACIA

A escova BIANCO CARBON MAGNETHERAPY EXTRA MACIA possui na cabeça da escova um ímã permanente potente com um campo magnético forte e constante. Quando o dente é escovado, o campo magnético contribui na promoção da circulação sanguínea.

Acesse: www.biancooralcare.com.br

RECOMENDAÇÕES

1. Troque sua escova a cada 3 meses após iniciar o uso ou conforme orientação do dentista.
2. Visite regularmente seu dentista, pois ele indicará o melhor tipo de escova.
3. Não compre se a embalagem estiver violada.
4. Após o uso lave a escova com água e conserve-a em local seco e arejado. Se possível mantenha na posição vertical e distante do vaso sanitário.

Para uma higienização bucal completa utilize os demais produtos da linha BIANCO.

INSTRUÇÕES

Lave as mãos antes de escovar os dentes, aplique o creme dental de sua preferência e escove conforme a orientação de seu dentista.

COMPOSIÇÃO

Polipropileno, elastômero termoplástico, cerdas de nylon, âncora metálica e pigmento.

PRAZO DE VALIDADE

Produto não perecível.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

12X1.

REGISTRO

PROCESSO Nº 25351.494443/2019-19.