

# ASSEPTGEL CRISTAL

**ASSEPTGEL CRISTAL GEL ALCOÓLICO ANTISSÉPTICO** elaborado como complemento na higienização de mãos. Gel a base de álcoois com largo espectro de ação. Utilizado para completar a limpeza rotineira das mãos. COM ALOE VERA.

### VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Sanitizante de mãos que possui eficiência antisséptica de 99,99% frente à maioria dos germes causadores de doenças presentes nas mãos;
- ❖ Ideal para ser usado no seu cotidiano;
- ❖ Dermatologicamente testado;
- ❖ Ação frente às cepas de *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli* e *Klebsiella pneumoniae Carbapenemase*.

### MODO DE USAR

Aplice uma pequena quantidade de **ASSEPTGEL CRISTAL GEL ALCOÓLICO ANTISSÉPTICO** na palma da mão e esfregue até secar. Dispensa água e toalha.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

**Aspecto:** Gel  
**Cor:** Incolor  
**Odor:** Característico  
**pH (tal qual):** 6,00 – 8,00  
**Densidade:** 0,84 – 0,86 g/cm<sup>3</sup>  
**Teor Alcoólico:** 70,06 – 74,64° INPM  
**Viscosidade dinâmica (Spindle 4; 20 rpm):** 8000 – 20000 cP

### COMPOSIÇÃO

Aqua; Alcohol; Aloe Barbadensis Extract; Aminomethyl Propanol; Carbomer; Isopropyl Alcohol; Methylparaben; Propylparaben; Propylene Glycol; Parfum; Benzyl Salicylate; Butylphenyl Methylpropional; d-Limonene; Hexyl Cinnamal; Linalool.

### CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

**CUIDADO: INFLAMÁVEL!** Não armazenar em temperatura acima de 40° C. Manter afastado do fogo e do calor. Conservar em local fresco.

### PRECAUÇÕES

**CUIDADO: INFLAMÁVEL!** Somente para uso externo. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Em caso de irritação, suspenda o uso imediatamente e procure orientação médica. Mantenha longe dos olhos. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Não aplicar sobre a pele ferida ou irritada.

### PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.  
**Sachê:** 6 meses a partir da data de fabricação.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

Chaveiro: 26g (30mL);  
Blister: 26g (30mL);  
Frasco: 52g (60mL);  
Frasco com válvula dosadora: 220g (262mL), 420g (500mL), 1,0kg (1,2L) e 1,7kg (2L);  
Bolsa (dispenser): 700g (800mL);  
Embalagens maiores: 4,3 kg (5,1L);  
Display com 100 sachês de 3g cada;  
Caixa com 1000 sachês de 3g cada.

### REGISTRO

Nº DE PROCESSO: 25351.016863/2004-81

### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher  
CRQ II 023.00831