



HIGI BEBÊ LAVA ROUPAS

HIGI BEBÊ é o primeiro produto especialmente criado para lavar roupas de bebê e recém-nascidos (0-2 anos).

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Lava com segurança as roupas do bebê, deixando-as macia e suavemente perfumadas;
- ❖ Fabricado a partir de extrato naturais a base de coco e aloe vera, contém ácido láctico que ajuda a neutralizar as agressões alcalinas e a regular a acidez;
- ❖ Não utiliza corantes e o pH é neutro. Por isso, roupas lavadas com o **HIGI BEBÊ** ajudam a diminuir os riscos de alergia e irritações na pele sensível do bebê;
- ❖ Produto concentrado e com alto rendimento (300 ml lavam aproximadamente 17 kg ou 60 peças de roupas).
- ❖ Indicado para todos os tipos de tecidos;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

Diretamente sobre a roupa: Molhe bem a roupa, coloque 5 ml (1 colher de sopa) de **HIGI BEBÊ** e esfregue até fazer espuma. Enxágue e se necessário repita a operação.

Bacia: Dilua o **HIGI BEBÊ** na água na porção de 5 ml para cada peça de roupa.

Máquina de lavar: 20 ml (4 colheres de sopa) para cada quilo de roupa.

Importante: O molho é necessário para a remoção de manchas. Enxague com bastante água.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

pH (tal qual): 6,0 – 8,0

Aparência: Líquido

Cor: Branco

Odor: Perfumado

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente

o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins. Lavar os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los. Telefone de emergência (CEATOX): 0800 0148 110. **Água: pode faltar. Não desperdice.**

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso.

COMPOSIÇÃO

Lauril éter sulfato de sódio, sequestrante, coadjuvantes, tensoativo aniônico, aditivos, aloe vera, hidrotopo, umectante, espessantes, opacificante, neutralizantes, agente de controle de pH, conservante, fragrância e veículo.

PRAZO DE VALIDADE

36 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

300 ml e 500 ml.

REGISTRO

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.698196/2014-13.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher

CRQ II 023.00831