



START IODO 5000

START IODO 5000 é um desinfetante a base de iodo indicado para limpeza e desinfecção de equipamentos e objetos.

VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ O iodo presente na formulação converte-se rapidamente em iodo livre eliminando microorganismos, tais como *Escherichia coli*, *Salmonella choleraesuis* e *Staphylococcus aureus*;
- ❖ Produto biodegradável.

MODO DE USAR

PRÉ-HIGIENIZAÇÃO: Faça a imersão no **START IODO 5000** deixando agir por no mínimo 10 minutos.

PÓS-HIGIENIZAÇÃO: Faça a imersão no **START IODO 5000** deixando agir por no mínimo 10 minutos.

ATENÇÃO: Usar luvas para sua aplicação. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto: Líquido Viscoso

Cor: Marrom

pH (tal qual): 2,5 – 5,5

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos.

PRIMEIROS SOCORROS

EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL: Não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS E PELE: Lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

EM CASO DE INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO: Remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico.

Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (CEATOX) – 0800 014 8110.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Evite a contaminação dos alimentos. Estoque este produto em uma área seca e longe de luz direta e calor para evitar a diminuição da concentração dos ativos do produto. Mantenha o produto em sua embalagem original.

COMPOSIÇÃO

Iodo (PVPI), lauril éter sulfato de sódio, estabilizante, umectante, adjuvante, tensoativo não iônico, espessante, acidulante e veículo.



Informações Técnicas

START IODO 5000

Princípio Ativo: Iodo (PVPI) livre 5.000 ppm. Para cada 100 g de produto temos 5 g de iodo e 10 g de glicerina.

PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

5L e 50L.

REGISTRO

REGISTRO MS: 3.1282.0036

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher
CRQ II 023.00831