

### SABONETE ANTISSÉPTICO ASSEPTGEL SEM AROMA

**SABONETE ANTISSÉPTICO ASSEPTGEL SEM AROMA** foi especialmente elaborado para a limpeza, higienização e hidratação das mãos. Remove delicadamente o excesso de oleosidade da pele, pois possui pH neutro. Indicado para o uso em áreas hospitalares (exceto sala cirúrgica), clínicas e indústrias.

#### VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- ❖ Formulado com princípio ativo Triclosan; proporciona assepsia, limpeza e maciez às mãos;
- ❖ Remove delicadamente o excesso de oleosidade da pele pois possui pH neutro;
- ❖ Indicado para o uso em áreas hospitalares, clínicas e indústrias;
- ❖ Tem ação sobre um largo espectro de organismo microbiológicos, tanto gram-positivo quanto em gram-negativos. Eliminando microorganismos, tais como *Staphylococcus aureus* e *Salmonella choleraesuis*;
- ❖ Produto biodegradável.

#### MODO DE USAR

Aplique o **SABONETE ANTISSÉPTICO ASSEPTGEL SEM AROMA** sobre as mãos previamente umedecidas. Esfregue por no mínimo 30 segundos (para uma melhor ação do ativo) e em seguida, enxágue. Seque com a toalha ou papel absorvente.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS

**Aspecto:** Líquido  
**Cor:** Amarelo  
**pH (tal qual):** 7,0 – 8,0

#### COMPOSIÇÃO

Triclosan, Sodium Lauryl Sulfate, Cocamide DEA, Sodium Chloride, Sodium Laureth Sulfate / Cocamidopropyl Betaine / Glycol Distearate, CI 19.140, Sodium Sulfate, Methylisothiazolinone, Methylchlorisothiazolinone, DMDM Hydantoin e Aqua.

**Princípio ativo:** Triclosan – 0,1%

#### CONSERVAÇÃO E ARMAZENAGEM

Mantenha o produto em sua embalagem original, ao abrigo de luz e bem fechada após o uso. Não reutilize a embalagem vazia para outros fins.

#### PRECAUÇÕES

**USO EXTERNO. CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Não utilizar em áreas críticas de hospitais (sala cirúrgica). Não ingerir. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de sensibilidade suspenda o uso.

#### PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

#### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

500ml, 800ml (bag), 5L e 50L.

#### REGISTRO

Nº DE PROCESSO: 25351.840492/2016-20

#### RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Químico Fábio Pergher  
CRQ II 023.00831

